



Garantía
1 AÑO

Base
Antideslizante

Hebillas
Regulables

Llaves de Desbloqueo
de Barra

IOWA BRACE

Detalle técnico:

Sistema patentado de calzado de alta calidad basado en el método Ponseti. Estructura de goma suave para un mayor confort. Correas de cuero suave y material sintético. Talones al descubierto. Simple bloqueo y desbloqueo de calzado a la barra. Construido en dorsiflexión.

12 talles disponibles!

Talles	Medida	Talles	Medida
000	88 mm.	4	133.7 mm.
00	92 mm.	5	143.7 mm.
0	97 mm.	6	153.7 mm.
1	102.1 mm.	7	163.6 mm.
2	112.1 mm.	8	173.6 mm.
3	122.2 mm.	9	183.6 mm.