

SISTEMA JOYWHEEL



Garantía
1 AÑO

Detalle técnico:

Kit de ruedas Joy que convierte una silla de ruedas estándar en una eléctrica. Selector de mando manual o electrónico. Fácil montaje. Ruedas con sistema Quick Release de 12", 24" y 20" (todoterreno). Motor DC 200 Vatios. Batería de Litio 24V. Estuche para baterías anexas a respaldo. Cargador "fast charge". Tiempo de carga aproximado 3 horas. Autonomía de 20 kms. (basado en usuario de 75 kgs de peso y conducción en terreno llano). 5 niveles de velocidad. Joystick que permite visualizar nivel de velocidad seleccionado y carga de la batería. Peso máximo de usuario 100 kgs.



PARA MÁS
INFORMACIÓN
www.rehab.com.ar



Tamaño Diámetro x ancho (cm.)

24" 60.9 x 4.4

20" 50.8 x 7.6

12" 30.6 x 5.4

**PESO MÁX.
USUARIO
100 KG.**