



MESA JOY



Garantía
2 AÑOS

Homologación
ISO 13485

Detalle técnico:

Mesa de superficie suave y fácil de mantener. Regulable en altura, lo que hace posible que se use en conjunto con cualquier clase de silla, tanto como con sillas escolares o de posicionamiento. Parte superior de la mesa ancha que proporciona espacio para trabajar y jugar. Posibilidad de mesa con o sin escotadura, y regulable en inclinación.



Talles Altura piso a Mesa

Único 40 cm. a 70 cm.

PESO DE EQUIPO
11,2 KG.

MESA KIDOO



Garantía
2 AÑOS

Homologación
ISO 13485

Detalle técnico:

Mesa de madera con borde, ideal para usar en conjunto con la silla KIDOO. Su posibilidad de regulación en altura e inclinación hace que pueda ser utilizada tanto con sillas escolares así como con sillas de posicionamiento. Parte superior de la mesa ancha que proporciona espacio para trabajar y jugar.



Talles Altura piso a Mesa

L 55 cm. a 79 cm.

M 51 cm. a 71 cm.

S 47 cm. a 64 cm.

XS 39 cm. a 50 cm.

PESO DE EQUIPO
8 KG.