



BUTACA MPS



Garantía
5 AÑOS

Homologación
ISO 13485

Detalle técnico:

Butaca Multiuso de posicionamiento. Asiento contorneado suave con superficie anti-empuje. Abductor incorporado. Apoya cabeza regulable en altura y soportes laterales contorneados. Material impermeable y libre de látex. Butaca con certificación internacional de Crash Test según norma ANSI/RESNA WC19, testado para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones. Correas de fijación para sujetar a una silla estándar. Apoyapiés desmontable regulable en inclinación, altura y profundidad.

Configurará tu equipo:



Base móvil



Mesa



Talles Altura del paciente

L 1.10 a 1.40 mts.

S 0.70 a 1.20 mts.

PESO MÁX. USUARIO
36 KG.

MPS CON HIGH LOW



Garantía
5 AÑOS
2 Años High Low

Homologación
ISO 13485

Detalle técnico:

Butaca Multiuso de posicionamiento. Asiento contorneado suave con superficie anti-empuje. Abductor incorporado. Apoya cabeza regulable en altura y soportes laterales contorneados. Material impermeable y libre de látex. Soporte anterior de tronco de doble elasticidad con hebillas inferiores giratorias. Cinturón pélvico de 2 puntos con hebilla botón y regulador cinch mount. Correas de fijación para sujetar a una silla estándar. Mesa contorneada con bordes antiderrame. Apoyapiés desmontable regulable en inclinación, altura y profundidad. Base Hi-Low con 4 ruedas de giro libre, 2 de ellas con freno. Sistema tilt de 40° de rango ajustable. Altura del asiento regulable en altura para uso en diferentes actividades.

Configurará tu equipo:



Mesa



Talles Altura del paciente

L 1.10 a 1.40 mts.

S 0.70 a 1.20 mts.

PESO MÁX. USUARIO
36 KG.