



Garantía
5 AÑOS en Estructura
180 DÍAS en fundas



NEW BACK + REBATIBLES

Respaldo con carcasa de aluminio con anclajes ajustables en diferentes ángulos. Juego de controles rebatibles, con sistema de links desmontables que permiten ubicar el pad en la posición correcta. Almohadilla curva regulable en inclinación para evitar zonas de excesiva presión.

*Recomendado para usuarios que pueden evolucionar hacia una asimetría si no están controlados.

NEW BACK + FIPS Y REBATIBLES

Respaldo de aluminio con anclajes ajustables en diferentes ángulos. Kit de moldeado para realizar respaldo conformado. Controles rebatibles y links desmontables que permiten ubicar el pad en la posición correcta. Almohadilla de curva regulable en inclinación para evitar zonas de excesiva presión.

*Recomendado para usuarios con leves asimetrías de columna

NEW BACK + FIPS CONTROLES TRONCO + PELVIS

Respaldo de aluminio con anclajes ajustables en diferentes ángulos. Kit de moldeado para realizar respaldo conformado. Controles rebatibles de tronco y links desmontables que permiten ubicar el pad en la posición correcta. Almohadilla de curva regulable en inclinación para evitar zonas de excesiva presión. Pads en cadera fijos.

*Recomendado para usuarios con grandes asimetrías de columna