



Homologación  
ISO 13485

Garantía  
2 AÑOS



PESO MÁX.  
USUARIO  
35 KG.

PESO MÁX.  
CHASIS  
8 KG.

# SILLA NOOK

## Detalle técnico:

Sistema modular de sedestación tipo corner. Asiento con abductor regulable y respaldo a 45° con regulación de altura. Soportes laterales para el tronco regulables en altura. Control cefálico opcional. Mesa con escotadura regulable en profundidad y altura. Materiales ecocompatibles.

Configurá tu equipo:



Apoya Cabeza

Talles

Altura del paciente

Único 0.80 a 1.20 mts.

