



Kit de Crecimiento
Integrado



Garantía
5 AÑOS en chasis
2 AÑOS en accesorios



Homologación
ISO 7176-19:2008
ISO 16840-4:2009



Base
HIGH LOW



Base
MULTIFRAME



Talles Altura del paciente

M 1.00 a 1.30 mts.

S 0.90 a 1.20 mts.

XS 0.75 a 1.00 mts.

PESO MÁX. USUARIO
60 KG.

PESO MÁX. CHASIS
11 KG.

Talle XS

BUTACA XPANDA

Detalle técnico:

Sistema postural específico modular, con asiento multiajustable y respaldo dinámico. Su función ergonómica reduce el desplazamiento de tronco y cabeza permitiendo el movimiento de hiper-extensión para volver a su posición funcional. Mecanismo articulado de asiento y respaldo accionado por pistón a gas. Asiento con regulación en ancho y profundidad, regulación asimétrica de los miembros inferiores y abducción/aducción. Respaldo regulable en altura e inclinación. Apoya cabeza regulable. Controles laterales ajustables en altura y ancho. Apoya pies.

BASE MULTIFRAME:

Base de exterior con ruedas anteriores macizas regulables en inclinación. Ruedas posteriores full-poly con freno independiente de accionamiento manual. Sistema de tilt a pistón a gas. Estructura de respaldo rebatible con manija de empuje regulable en inclinación y altura. Disponible en los 3 tamaños. Ancho de chasis 59 cm.

BASE HIGH LOW:

Base interior High Low con regulación en altura de 17 a 60 cm. Mecanismo de basculamiento. Cuatro ruedas de giro libre con freno.

Configurá tu equipo:



Capota



Controles
Rebatibles



Tobilleras

PECHERAS

- Stayflex
- PivotFit
- H-Style
- Trimline

CINTURONES

- 2 Puntas
- 4 puntas
- Sub Asis Pad