



ANDADOR PONY



Garantía
5 AÑOS en chasis
2 AÑOS en accesorios

Homologación
ISO 7176-19:2008
ISO 16840-4:2009

Detalle técnico:

Andador anterior Pony para uso interior. Soporte de tórax con cierre posterior de seguridad. Bandeja en forma de U acolchada en poliuretano soft para apoyo de antebrazos, tomas única horizontal regulable en altura y profundidad. Asiento acolchado en poliuretano soft ajustable en posición prona y regulable en altura. Soporte posterior de contención lumbar, cuatro ruedas anteriores, dos externas con freno y una posterior con freno progresivo, y estabilizador direccional para el entrenamiento de la marcha.

Configurará tu equipo:



Apoya cabeza



Manija de Empuje



Soporte de Cadera



Rueda Direccional

Talles Altura del paciente

M 1.10 a 1.30 mts.

S 0.90 a 1.10 mts.

PESO MÁX. USUARIO
50 KG.

PESO DE EQUIPO
7 KG.

Talle S



ANDADOR ACTIVALL



Garantía
2 AÑOS

Homologación
ISO 13485

Detalle técnico:

Andador anterior con estructura de aluminio con cuatro ruedas giratorias con freno. Barra perimetral para control de tronco superior acolchada con apertura posterior. Soporte de cadera ajustable en altura y profundidad con arnés pélvico. Apoyo antebraqueal anatómico regulable en altura con toma anterior. Chiripá de 4 puntos. Control de tronco.

Configurará tu equipo:



Separador de Piernas



Ruedas 125 mm



Rueda Activall Cross

Talles

Altura del paciente

L 1.20 a 1.70 mts.

M 1.10 a 1.50 mts.

S 1.00 a 1.30 mts.

XS 0.70 a 1.00 mts.

PESO MÁX. USUARIO
95 KG.

PESO DE EQUIPO
13,5 KG.

Talle XS

