



ORIGEN



Ruedas traseras.  
Sistema antirretroceso.

Ruedas delanteras con  
bloqueo de dirección.

# ANDADOR POSTERIOR

## Detalle técnico:

Andador posterior de aluminio reforzado. Estructura tubular de 25 y 22 mm de diámetro. Plegable y regulable en altura. Ruedas delanteras con giro libre 12,5 cm diámetro y bloqueo de dirección. Ruedas traseras con sistema anti-retroceso. Tomas laterales de posición horizontal. Terminaciones anodizadas en natural mate y pintura epoxi de alta resistencia.

Configurá tu equipo:



Chiripá



Apoyo  
Antebraquial



Toma  
Anterior



Soporte de  
Pelvis

Talles


Altura del paciente

**L** 1.30 a 1.65 mts.

**M** 1.10 a 1.30 mts.

**S** 0.90 a 1.10 mts.

**XS** 0.70 a 0.90 mts.



Mín.: 60 CM  
Máx.: 68 CM



Mín.: 52 CM  
Máx.: 83 CM

PESO MÁX.  
USUARIO  
75 KG.

PESO DE  
EQUIPO  
4 KG.

Talle XS