



**Kit de Crecimiento**  
Integrado



**Garantía**  
De por vida en chasis y ejes  
1 AÑO en partes



**Crash Test**  
ANSI /RESNA WC 19



# SILLA REACH

## Detalle técnico:

Silla de traslado. Estructura sólida de aluminio inyectado. Plegado frontal. Capota desmontable. Canasta porta objetos. Apoya brazos acolchados, regulables en altura e inclinación. Respaldo ajustable en altura y reclinable en 7 posiciones de 90° a 120°. Apoyacabeza plano regulable en altura, desmontable. Asiento sólido ajustable en profundidad e inclinación en 10°, 20° y 30° grados. Manija de empuje regulable en inclinación. Apoya pies elevables regulables en altura e inclinación. Ruedas traseras macizas de 28 cm. de diámetro, desmontables con eje de extracción rápida y freno monocomando. Ruedas de giro libre delanteras macizas de 18 cm. de diámetro. Antivuelco desmontable. Chasis con certificación internacional de Crash Test según norma ANSI/RESNA WC19 testado para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones.

## Configurá tu equipo:



Apoya Cabeza



Mesa



Respaldo plano  
con controles



Arnés de  
Piernas



Tobilleras

Talles    Altura del paciente    Ancho x Prof.

**40**    **1.20 a 1.70 mts.**    (40 x 33/46)

**35**    **1.00 a 1.50 mts.**    (35 x 28/40)

**30**    **0.70 a 1.20 mts.**    (30 x 20/33)

**PESO MÁX.  
USUARIO  
68 KG.**

**PESO MÁX.  
CHASIS  
12 KG.**

Talle 30

## PECHERAS

- Stayflex
- PivotFit
- H-Style
- Trimline
- Monoflex

## ALMOHADONES

- Curve
- Embrace
- Reflex
- Simplicity

## CINTURONES

- Evoflex
- 2 Puntas
- 4 puntas
- Sub Asis Pad