



Garantía
De por vida

Posicionamiento | 70
Respaldos



ACTA BACK

ACTA BACK DEEP

ACTA EMBRACE

ACTA RELIEF

Respaldo envolvente de aluminio modular de contorno suave con alas de contención medio lateral de contorno leve. Conjunto de flejes de aluminio moldeables ubicados entre el almohadón y la carcasa. Estructura posterior preparada para incorporar apoya cabeza y strap secundarios. Hardware pre-marcado para alineación inicial con desacople rápido, ajustable en ángulo, altura y profundidad.

Respaldo envolvente de aluminio modular de contorno profundo. Pads de contención medio lateral para estabilización del tronco (Prof. 7,5cm) ajustables en altura, ancho y ángulo. Conjunto de flejes de aluminio moldeables ubicados entre el almohadón y la carcasa. Estructura posterior preparada para incorporar apoya cabeza y strap secundarios. Hardware pre-marcado para alineación inicial con desacople rápido, ajustable en ángulo, altura y profundidad.

Respaldo envolvente de aluminio modular de contorno suave con alas ajustables en altura, ancho y ángulo. Controles laterales rebatibles regulables en altura y ancho con sistema de link con eje estriado auto bloqueante. Conjunto de flejes de aluminio moldeables ubicados entre el almohadón y la carcasa. Hardware pre-marcado para alineación inicial con desacople rápido ajustable en ángulo, altura y profundidad. Estructura posterior preparada para incorporar apoya cabeza y strap secundarios. Sistema de link con eje estriado auto bloqueante

Respaldo postural alto con carcasa en aluminio con sistema de tensión Boa Reel para la personalización rápida de las curvaturas sacro/lumbares y dorsales. Superficie de contacto en material expandido de triple densidad. Hardware pre-marcado para alineación inicial con desacople rápido, ajustable en ángulo, altura y profundidad.