



Kit de Crecimiento
Estructural 4" en ancho y prof.



SILLA RIVAL

NOTA: Consulte por diferentes tipos de comandos

Detalle técnico:

Silla de Ruedas motorizada de tracción posterior. Ruedas delanteras 22 cm y traseras de 35 cm de diámetro. Sistema de suspensión Sport Track. Motorización de 4 polos. Velocidad máxima 13 km/h. Asiento ajustable en ancho. Frenos inteligentes. Apoya brazos regulables en altura y desmontables. Apoya pies independientes rebatibles y ajustables en 3 posiciones. Chasis con certificación internacional de Crash Test según norma ISO 7176, testeado para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones.

Configurá tu equipo:

APYOACABEZAS	RESPALDOS	PECHERAS	ALMOHADONES	CINTURONES	OTROS
<ul style="list-style-type: none"> • Ap Series • Ultra QCR • i2i • Bodilink • Savant 	<ul style="list-style-type: none"> • Acta Embrace • Acta Relief • Acta Back • Acta Deep • New Back 	<ul style="list-style-type: none"> • Stayflex • PivotFit • H-Style • Triline • Monoflex 	<ul style="list-style-type: none"> • Curve • Embrace • Reflex • Meridian Wave • Proform • Glacial • Solution • Simplicity 	<ul style="list-style-type: none"> • Evoflex • 2 Puntas • 4 puntas • Sub Asis Pad 	<ul style="list-style-type: none"> • Arnés de piernas • Tobilleras • Mesa

Garantía

De por vida en chasis y estructura de asiento
2 AÑOS en electrónica

Garantía

1 AÑO en partes y accesorios
18 meses en motor y actuadores
3 meses en baterías

anchos de asiento

30	35	40
45	50	55

PESO MÁX. USUARIO
136 KG.



Tilt



Reclinación de respaldo



Elevación de apoyapies



Elevación de asiento

Funciones electrónicas **opcionales**, controladas desde Joystick