



### Kit de Crecimiento

Ajustable en ancho 2" y prof.  
Gratuito luego de de 1 año



PM 2143-6

### Garantía

De por vida en chasis\*  
1 AÑOS en partes



ORIGEN

### Homologación

ISO 7176



# SILLA ROGUE XP

### Detalle técnico:

Silla de ruedas de autopropulsión con chasis rígido. Ajuste de centro de gravedad y tilt fijo regulable. Chasis construido en aluminio serie 7000, peso del producto y calidad mejorada, con certificación internacional de Crash Test según norma ANSI/RESNA WC19, testado para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones. Juego de ruedas anti vuelcos rebatibles para uso en situaciones de riesgo, planos inclinados y excesos de carga en manija de empuje. Kit de crecimiento incorporado para ajuste de profundidad en 2 pulgadas. Estructura tubular del respaldo plegable hacia delante y reclinable en 7 posiciones en forma manual, con posición RELAX. Sistema integrado de bloqueo en pendientes para ruedas posteriores, evita el retroceso de la rueda durante el pase de manos en la remada. Ruedas traseras de 20, 22 o 24 de diámetro con cubiertas Full Poly y eje de extracción rápida. Ruedas delanteras de 15 cm de diámetro y 4 cm de ancho con, cubierta Full-Poly. Apoya brazos tubulares, regulables en altura, rebatibles y desmontables. Apoya pies con plataforma única regulable en altura. Manijas de empuje para acompañante.

Configurá tu equipo:

APOYACABEZAS	RESPALDOS	PECHERAS	ALMOHADONES	CINTURONES	OTROS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ap Series</li> <li>• Ultra QCR</li> <li>• i2i</li> <li>• Bodilink</li> <li>• Savant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta Embrace</li> <li>• Acta Relief</li> <li>• Acta Back</li> <li>• Acta Deep</li> <li>• New Back</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stayflex</li> <li>• PivotFit</li> <li>• H-Style</li> <li>• Trimline</li> <li>• Monoflex</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Curve</li> <li>• Embrace</li> <li>• Reflex</li> <li>• Meridian Wave</li> <li>• Proform</li> <li>• Glacial</li> <li>• Simplicity</li> <li>• Solution</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evoflex</li> <li>• 2 Puntas</li> <li>• 4 puntas</li> <li>• Sub Asis Pad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arnés de piernas</li> <li>• Tobilleras</li> <li>• Mesa</li> <li>• Aros:</li> <li>-Natural Fit</li> <li>-Timón</li> <li>-Antideslizantes</li> </ul>

PESO MÁX.  
USUARIO  
90 KG.

PESO MÁX.  
CHASIS  
5,2 KG.

### anchos de asiento

25 30 35 40