



Homologación
ISO 13485

Garantía
5 AÑOS

PESO MÁX.
EQUIPO
3 KG.

SEAT LINERS

Detalle técnico:

Butaca Seat Liners. Asiento contorneado con superficie anti-empuje disponible con correas para ajustar en diferentes bases. Abductor incorporado. Material impermeable libre de látex. Respaldo contorneado con controles laterales para el tronco y correas para ajustar en diferentes superficies. Material impermeable libre de látex.

Talles Ancho x Prof.

5 40 x 40 cm.

4 35 x 33 cm.

3 30 x 28 cm.

2 25 x 23 cm.

1 20 x 17 cm.

