



# BUTACA SITTER



**Garantía**  
5 AÑOS

**Homologación**  
ISO 13485

## Detalle técnico:

Butaca Soft Touch Sitter. Asiento contorneado suave con superficie anti-empuje. Abductor incorporado. Apoya cabeza y soportes laterales contorneados. Material impermeable y libre de látex. Soporte anterior de tronco de doble elasticidad con hebillas inferiores giratorias.

Configurará tu equipo:



Base móvil



Base Fija  
(Solo talle 1 a 3)

Talles Ancho x Prof.

**5** 40 x 40 cm.

**4** 35 x 33 cm.

**3** 30 x 28 cm.

**2** 23,5 x 25 cm.

**1** 20 x 17 cm.

**PESO MÁX. USUARIO**  
90 KG.

**PESO MÁX. CHASIS**  
4,5 KG.



# SITTER BOOSTER



**Garantía**  
5 AÑOS

**Homologación**  
ISO 13485

## Detalle técnico:

Butaca Soft Touch Booster para transporte. Asiento contorneado suave con superficie anti-empuje. Abductor incorporado. Apoya cabeza y soportes laterales contorneados. Material impermeable y libre de látex. Butaca con certificación internacional de Crash Test según norma ANSI/RESNA WC19, testado para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones. Soporte anterior de tronco y arnés de pelvis para un mayor soporte. Correas de fijación para sujetar a una silla estándar.

Talles Ancho x Prof.

**L** 35 x 33 cm.

**S** 30 x 28 cm.

**PESO MÁX. USUARIO**  
59 KG.

**PESO MÁX. CHASIS**  
6 KG.

