



Kit de Crecimiento
Integrado



SILLA SPARKY

Detalle técnico:

Silla de Ruedas motorizada de tracción posterior. Ruedas neumáticas, delanteras de 20 cm de diámetro y traseras de 30 cm de diámetro. Sistema de suspensión posterior. Velocidad máxima 6 km/h. Frenos inteligentes. Tilt Electrónico controlado desde el Joystick. Apoya pies rebatibles, regulables en altura e inclinación. Reclinación Manual 90-115. Asiento ajustable en ancho y profundidad. Controlador Pg VR2. Apoya brazos regulable en altura, desmontable con protector lateral. Apoya cabeza anatómico regulable en altura y profundidad. Kit de luces incorporado con accionamiento desde el Joystick.

Configurá tu equipo:

Garantía

De por vida en chasis y estructura de asiento
2 AÑOS en electrónica

Garantía

1 AÑO en partes y accesorios
18 meses en motor y actuadores
3 meses en baterías

APYOYACABEZAS	RESPALDOS	PECHERAS	ALMOHADONES	CINTURONES	OTROS
---------------	-----------	----------	-------------	------------	-------

- Ap Series
- Ultra QCR
- i2i
- Bodilink
- Savant

- Acta Embrace
- Acta Relief
- Acta Back
- Acta Deep
- New Back c/rebatibles

- Stayflex
- PivotFit
- H-Style
- Trimline
- Monoflex

- Curve
- Embrace
- Reflex
- Meridian Wave
- Proform
- Glacial
- Solution
- Simplicity

- Evoflex
- 2 Puntas
- 4 puntas
- Sub Asis Pad

- Arnés de piernas
- Tobilleras
- Mesa

anchos de asiento

25 30 35

PESO MÁX. USUARIO
57 KG.