



REPOSERA SPLASHY



Garantía
1 AÑO

Homologación
ISO 13485

Detalle técnico:

Silla Reposera de uso exterior e interior fabricada con goma eva impermeable de secado rápido y libre de latex. Cuenta con un arnés de cinco puntas ajustable. Cuatro contenciones intercambiables para ser utilizados como controles cefálicos, de cadera y de tronco. Base para inmersión con ventosas regulable en inclinación de 26 posiciones de 106 a 140 grados.

Configurará tu equipo:



Contenciones
Extra

Talles Altura del paciente

BIG 1.20 a 1.75 mts.

SMALL 1.00 a 1.50 mts.

PESO MÁX. USUARIO
55 KG.

PESO DE EQUIPO
4,7 KG.




ASIEN TO DE BAÑO PORTÁTIL



Detalle técnico:

Asiento reductor de inodoro suave y confortable fabricado en material impermeable y libre de látex.



PESO DE EQUIPO
<1 KG.

Garantía
5 AÑOS