



Garantía
3 AÑOS



SILLA SWINGBO

Detalle técnico:

Silla de ruedas de autopropulsión, con chasis rígido ultraliviano de plegado frontal. Mecanismo de variación del tilt (-5 +45°) con variación del baricentro para optimizar la estabilidad. Chasis construido en aluminio serie 7000, peso del producto y calidad mejorada, con certificación internacional de Crash Test según norma ISO 7176-19, testeado para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones. Respaldo reclinable independiente y rebatible. Asiento con regulación en sentido antero posterior de 8 cm, para optimizar la autopropulsión. Frenos integrados en los laterales cubre ruedas, de fácil aplicación. Ruedas posteriores 20", 22" o 24" con cubiertas full-poly (antipinchadura) y eje de extracción rápida. Ruedas anteriores con led luminoso de 125 x 24. Apoyabrazos regulables en altura e inclinación. Apoya pies regulable en altura, inclinación y rebatibles. Estructura de chasis anterior abierta para optimizar la estabilidad. Sistema de ruedas antivuelcos rebatibles. Manija de empuje única regulable en inclinación.

Configurá tu equipo:

APOYACABEZAS	RESPALDOS	PECHERAS	ALMOHADONES	CINTURONES	OTROS
<ul style="list-style-type: none"> • Ap Series • Ultra QCR • i2i • Bodilink • Savant 	<ul style="list-style-type: none"> • Acta Embrace • Acta Relief • Acta Back • Acta Deep • New Back 	<ul style="list-style-type: none"> • Stayflex • PivotFit • H-Style • Triline • Monoflex 	<ul style="list-style-type: none"> • Curve • Embrace • Reflex • Meridian Wave • Proform • Glacial • Simplicity • Solution 	<ul style="list-style-type: none"> • Evoflex • 2 Puntas • 4 puntas • Sub Asis Pad 	<ul style="list-style-type: none"> • Arnés de piernas • Tobilleras • Mesa

anchos de asiento

24	28	32	36
26	30	40	44

PESO MÁX.
USUARIO
75 KG.