



ARNES UPSEE



Garantía
1 AÑO

Homologación
ISO 13485

Detalle técnico:

Arnés de estimulador de marcha para padres e hijos. Permitirá a los niños realizar actividades junto a un mayor para dar sus primeros pasos. Construido en tela especial y a medida. Sandalias especiales con repuesto de alto impacto. Cinturón para control de chaleco.



Talles Edad del paciente

L 6 a 8 años

M 4 a 6 años

S 2 a 4 años

XS 1 a 2 años

**PESO MÁX.
USUARIO
25 KG.**

SET PLAYPAK



Garantía
1 AÑO

Homologación
ISO 13485

Detalle técnico:

Sistema modular de posicionamiento en sedestación, posición prono supina y lateral. Colchoneta con predisposición para el anclaje de los módulos con sistema de abrojos. Dos módulos en herradura para posición en esquinero. Dos elementos rectangulares, faja de fijación, almohadilla de apoyo. Material de contacto con tratamiento anti mancha. Lavable.



El set cerrado se convierte
En un bolso



Libre de latex

HASTA
4 AÑOS

