



Garantía  
2 AÑOS



## REFLEX

Almohadón de triple densidad cubierto por cámara termo sellada con válvula de inmersión automática. Funda de incontinencia desmontable.

## MERIDIAN WAVE

Almohadón de triple densidad con cámara delantera y trasera termo sellada con válvula de auto inflado. Forma interior anatómica base Wave. Funda de incontinencia desmontable.

## PROFORM NX

Almohadón de triple densidad con cámaras posteriores izquierda y derecha termo selladas con válvula de auto inflado. Espuma delantera modificable, adaptable a asimetrías. Forma interior anatómica base Wave. Funda incontinencia.

## RIGIDIZER

Tabla rígida para evitar la flexión del almohadón en sillas con asientos blandos.

**\*Recomendado en asientos de tapicería flexible.**