

## VENDAS PLÁSTICAS



### Información:

PrimeCast es una venda de yeso plástico sintético impregnada con resina de poliuretano, que se activa con agua antes de su uso. La calidad del producto está bien probada a través de años de ventas exitosas en todo el mundo y es sin duda uno de los productos de mayor calidad actualmente disponibles en el mercado.

PARA MÁS  
**INFORMACIÓN**  
[www.rehab.com.ar](http://www.rehab.com.ar)



### MEDIDAS:

Venda Plástica Rígida  
de Polyester

2"- 3"- 4"- 5"

Venda Plástica Rígida  
de Fibra de Vidrio

2"- 3"- 4"- 5"

## VENDAS DE YESO PARIS



### Información:

PrimePop es una venda de polvo de yeso tailandés súper fino ideal para inmovilización de fracturas, preoperatorio, postoperatorio y para el tratamiento de molestias óseas y articulares. Fabricado con 100% algodón Leno entrelazado.

PARA MÁS  
**INFORMACIÓN**  
[www.rehab.com.ar](http://www.rehab.com.ar)



### MEDIDAS:

5 x 2.7 cm

7.5 x 2.7 cm

10 x 2.7 cm

15 x 2.7 cm