



**Kit de Crecimiento**  
Integrado



**Garantía**  
1 AÑO



**Crash Test**  
ANSI /RESNA ISO 7176



# SILLA ZIP

## Detalle técnico:

Silla de Traslado de plegado latero-frontal compacto. Chasis de aluminio. Ruedas traseras extraíbles de poliuretano sólido, de 30 cm de diámetro, con freno de accionamiento individual. Ruedas delanteras de poliuretano sólido con horquilla plástica, giro libre y bloqueo de dirección. Apoyapies ajustable en ángulo y en altura. Profundidad de asiento ajustable en 2 tamaños. Respaldo reclinable, reforzado con cobertura de nylon y ajustable en 2 tamaños. Respaldo con certificación internacional de Crash Test según norma ISO 7176 testado para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones.

Configurá tu equipo:



Mesa



Capota con  
Cobertor de lluvia



Tobilleras



Arnés de  
Piernas

### PECHERAS

- Stayflex
- PivotFit
- H-Style
- Trimline

### ALMOHADONES

- Curve
- Reflex
- Simplicity

### CINTURONES

- 2 Puntas
- 4 puntas
- Sub Asis Pad

Talles    Altura del paciente    Ancho x Prof.

**M**    1.20 a 1.60 mts. (40 x 35/40)

**S**    1.10 a 1.30 mts. (35 x 30/35)

**PESO MÁX. USUARIO**  
60 KG.

**PESO MÁX. CHASIS**  
12,5 KG.

Talle S